

蒸留不要 沸点式アルコール濃度計

自動計測機 ALCOFAST

簡易計測機 エブリオメータ

本機は、古くから確立されている沸点法に基づいて、前処理の蒸留をせずにアルコール度を測定できることを目的として開発されたものです。

沸点法であるため揮発性成分と定義されているエキス分の影響を受けず、また密度法測定と異なり試料・器具および環境の正確な温度管理が一切不要となり、操作が簡単で測定時間も短縮できます。

ALCOFAST

- ①蒸留せずに直接測定できます
- ②試料をセットし、STARTスイッチを押せば測定開始です
- ③室温、試料温度の影響を受けません
- ④低濃度領域で高精度です
- ⑤ワンタッチ操作で熟練が不要です
- ⑤低価格です

測定法	沸点温度測定法
測定対象	酒類全般（20度以上は1/2希釈による）
測定範囲	5～20.0度
測定単位	±0.01vol%
測定時間	約6分
試料	50ml
サイズ・重量	W210×D245×H490mm 約6kg
電源	AC100V±10% 50/60Hz 冷却用として水道水が必要



エブリオメーター

- ①蒸留せずに直接測定できます
- ②試料をセットし、アルコールランプを点火すると分析開始です。
温度計の針に記載されているアルコール濃度を読み取ります。
- ③室温、試料温度の影響を受けません
- ④低価格です

測定法	沸点温度測定法
測定対象	酒類全般（20度以上は1/2希釈による）
測定範囲	0～20.0度
測定時間	約6分
試料	約50ml
熱源	アルコールランプ



有限会社塚本鑛吉商店

K.TSUKAMOTO CO. LTD

東京都中央区新川1-8-8 〒104-0033
 電話 東京(03)3551-5501(代表)
 FAX 東京(03)3551-5021
 E-mail : info@k-tsukamoto.co.jp

販売店